

ПРОТОКОЛ № 14

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«19» марта 2024г.
Начато: «15» час. «00» мин.
Окончено: «16» час. «30» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного врача по лечебной части Галиев Бекжан Акымканович

Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., специалист государственных закупок Джансиштова Г.З., юристконсульт Дорожук Е.А. в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупа:

№	Наименование	Характеристика	ед изм	кол-во	цена	сумма
Расходные материалы для Анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа						
1	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов	Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2,3 мл	упак	10	34 500,00	345 000,00
2	Набор для контроля качества КЩС уровень 1	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 1 (лактат, глюкоза) в крови (5 ампул в наборе)	набор	1	34 900,00	34 900,00
3	Набор для контроля качества КЩС уровень 2	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 2 (5 ампул в наборе)	набор	1	34 900,00	34 900,00
4	Набор для контроля качества КЩС уровень 3	BGE жидкий реагент для Контроля качества-Уровень 3 (5 ампул в наборе)	набор	1	34 900,00	34 900,00
5	Картриджи для закрытой системы EDAN	Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет одновременно выполнить следующие тесты: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Са++-, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе)	набор	2	693 000,00	1 386 000,00

Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай						
6	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).	туба	50	25 500,00	1 275 000,00
7	Контроль качества в пробирках (расходный материал)	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа 2фл/уп	упак	1	4 000,00	4 000,00
Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа						
8	Диагностические реагенты для кюветы 600 шт/уп	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Кюветы 600 шт/уп	упак	2	297 100,00	594 200,00
9	Контроль качества диагностические реагенты	Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk	набор	1	320 000,00	320 000,00
Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа C3100						
10	Диагностический набор для определения протромбинового времени	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	16	56 250,00	900 000,00
11	Диагностический набор для определения фибриногена	Набор реагентов для определения фибриногена на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 450 тестов. В состав набора обязательно должен входить калибратор и специальный разбавитель. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	7	137 500,00	962 500,00
12	Диагностический набор для определения тромбинового времени	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 250 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	6	26 750,00	160 500,00
13	Диагностический набор для определения АПТВ	Набор реагентов для определения АПТВ на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	7	40 250,00	281 750,00
14	Набор кальция хлорид	Вспомогательный реагент полностью соответствующий для работы на автоматическом коагулометре. Объем реагента не менее 40мл. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	4	24 250,00	97 000,00
15	Реакционные кюветы	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра. Кюветы должны быть собраны в специальный рулон, по 1000 кювет в одном рулоне. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости рулона с кюветами со считывателем кодов коагулометра.	рулон	7	204 840,00	1 433 880,00
16	Контрольная плазма 1	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно нормальных значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.	набор	1	137 400,00	137 400,00

17	Контрольная плазма 2	Лифильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно патологических значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.	набор	1	137 400,00	137 400,00
18	Промывающий раствор №1	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений зонда и термостата манипулятора в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 150мл. Флаконы с данным промывающим раствором должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.	набор	3	35 800,00	107 400,00
19	Промывающий раствор №2	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений всей гидравлической системы в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 2500мл.	набор	4	77 200,00	308 800,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа						
20	D-dimer	Быстрый количественный тест на D-dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	набор	10	80 000,00	800 000,00
21	Тропонин (сTn I)	Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (сTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	набор	15	80 000,00	1 200 000,00
22	Прокальцитонин	Быстрый количественный тест на прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	набор	5	110 000,00	550 000,00
23	Pro BNP	Быстрый количественный тест на pro BNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	набор	4	110 000,00	440 000,00
24	Контроль D-dimer	Контрольный материал на D-dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/ул	набор	1	70 000,00	70 000,00
25	Контроль тропонин (сTn I)	Контрольный материал на кардиологический Тропонин I (сTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/ул	набор	1	70 000,00	70 000,00
26	Контроль прокальцитонин	Контрольный материал на прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/ул	набор	1	80 000,00	80 000,00
27	Контроль pro BNP	Контрольный материал на pro BNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 уровень 3фл/ул	набор	1	70 000,00	70 000,00
Реагенты для закрытого анализатора COЭ Vision Pro						
28	Контроль COЭ	Ликвичек, контроль COЭ, двухуровневый, мини упаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора COЭ Vision Pro	набор	1	372 000,00	372 000,00
29	Тест карта для анализатора COЭ Vision Pro	Электронная тест карта для анализатора COЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов	шт	1	2 700 000,00	2 700 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600, ВС-5000 закрытого типа						
30	Изотонический разбавитель M30 D	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистр	14	74 000,00	1 036 000,00
31	Моющий реагент M30	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	фл	4	84 000,00	336 000,00

32	Лизирующий реагент M30	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.	фл	2	41 250,00	82 500,00
33	Изотонический разбавитель M52 D	Специальный разбавитель марки M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержать никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистр	16	74 250,00	1 188 000,00
34	Лизирующий реагент M52DIFF	Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл.	фл	18	45 500,00	819 000,00
35	Лизирующий реагент M52LN	Специальный жидкий реагент марки M-52LN, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл.	фл	23	28 750,00	661 250,00
36	Чистящий реагент (50мл)	Универсальный чистящий реагент Probe Cleaner, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	фл	27	9 525,00	257 175,00
37	Контрольная кровь B55	Набор марки B55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехкратной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	3	120 000,00	360 000,00
38	Контрольная кровь B30	Набор марки B30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехкратной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора	набор	3	98 514,00	295 542,00
39	Термобумага 50*20*12 нар. Ч (чистая)	Термобумага 50*20*12 нар. Ч(чистая)	рулон	125	590,00	73 750,00
40	Термобумага 57*20*12	Термобумага 57*20*12	рулон	175	450,00	78 750,00
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS -230						
41	Моющий реагент CD80	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих	фл	13	34 800,00	452 400,00

		зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 л. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.				
42	Мультикалибратор	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыrovотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPar, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыrovотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным шприх-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	1	129 960,00	129 960,00
43	Калибратор специфических белков	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Специальный калибратор на основе человеческой сыrovотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и prolongation стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	3	155 460,00	466 380,00
44	Калибратор липидного спектра	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыrovотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыrovотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	2	113 900,00	227 800,00
45	Контроль для спцифических белков (Level 1)	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыrovотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и prolongation стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	146 040,00	292 080,00
46	Контроль для спцифических белков (Level 2)	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыrovотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и prolongation стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	172 800,00	345 600,00
47	Реакционные кюветы на BS - 230	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Набор многообразных реакционных кювет для биохимического анализатора BS-230. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор	набор	2	184 600,00	369 200,00
48	Общий билирубин	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для	набор	18	35 512,00	639 216,00

		мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
55	Общий белок	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение повторных процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	13	15 700,00	204 100,00
56	Альбумин	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение повторных процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	16 250,00	81 250,00
57	Общий холестерин	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение повторных процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	29 550,00	443 250,00
58	Триглицериды	Для автоматического биохимического анализатора BS-230 закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение повторных процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	54 556,00	163 668,00
59	Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП)	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	82 675,00	1 240 125,00
60	Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП)	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью	набор	15	43 980,00	659 700,00

67	Наркотест 3 вида наркотиков	Тест обладает высокой достоверностью (99%), чувствительностью которого позволяет выявить 3 вида наркотических средств: МОР, ТНС, АМР и использовать его как в качестве домашнего и офисного средства диагностики, так и в специализированных лабораториях			ШТ	50	2 000,00	100 000,00
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа								
68	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	Набор для определения HBsAg. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	15	100 000,00	1 500 000,00
69	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	Контрольный материал HBsAg Control, положительный контроль 2x2мл, отрицательный контроль 2x2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	2	77 760,00	155 520,00
70	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV)	Набор для определения Anti-HCV специфические иммуноглобулины классов IgM и IgG вируса гепатита С. 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	15	176 040,00	2 640 600,00
71	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	Контрольный материал Anti-HCV Control, положительный контроль 2x2мл, отрицательный контроль 2x2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	2	95 040,00	190 080,00
72	Реакционные кюветы iFlash.	Реакционные кюветы iFlash. Упаковка 2000 штук. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			упак	4	138 240,00	552 960,00
73	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный.	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4x1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			упак	9	95 040,00	855 360,00
74	Пре-триггерный раствор	Пре-триггерный раствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			упак	9	25 920,00	233 280,00
75	Триггерный раствор	Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			упак	9	43 200,00	388 800,00
76	Тест набор для определения FT4	Набор для определения T4 свободного. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	6	90 720,00	544 320,00
77	Тест набор для определения TSH	Набор для определения ТТГ. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	7	72 600,00	508 200,00
78	Тест набор для определения Anti-TPO	Набор для определения Анти ТПО. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	7	190 550,00	1 333 850,00
79	Реагент для иммуномультиконтроля	Двухуровневый контрольный материал для проведения контроля качества тестов на гормональный статус. Уровень I: 2x3мл, уровень II: 2x3мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800			набор	1	155 520,00	155 520,00
Реагенты для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorescare MF-T1000 закрытого типа								
80	Определение гликолизированного гемоглобина HbA1c	Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин) для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorescare MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей			набор	30	30 320,00	909 600,00
81	Контроль качества гликолизированного гемоглобина HbA1c	Контроль качества на набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин) для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorescare MF-T1000			набор	2	25 575,00	51 150,00
Картриджи для исследования гемостаза. Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Китай, закрытого типа								

82	Тест-полоски для определения протромбинового времени	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OSG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	упак	9	20 880,00	187 920,00
83	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OSG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	упак	10	56 544,00	565 440,00
84	Тест-полоски для определения АПТВ	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OSG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	упак	5	32 016,00	160 080,00
Для Экспресс-анализатора мочи биохимический Clinitek Status +						
85	Multistix 10SG (Тест-полоски на 10 параметров)	Тестовые полоски предназначены только для полукачественной диагностики in vitro медицинским работником. Тест-полоски для анализа мочи имеют 10 химических колодок для определения белка, крови, лейкоцитов, нитритов, глюкозы, кетонов (ацетоуксусной кислоты), кислотности, удельного веса, билирубина и уробилиногена. Тест-полоска состоит из ленты, изготовленной из пластика шириной 5 мм и длиной 120 мм, пластиковые полоски имеют колодки, пропитанные химическими веществами. Химический принцип процедур и индентификаторов основан в пересчете на безводную массу ко времени импрегнации. Химический состав тест-полосок: Белок. Ингредиенты: 0,3% (по массе) тетрабромфенолового синего, 97,3 % (по массе) буфера, 2,4 % (по массе) реагирующих индентификаторов. Кровь. 3,3', 5,5'-тетраметилбензилина. Ингредиенты: 6,8 % (по массе) диизопропилбензола дигидропероксида, 4,0% (по массе) 3,3', 5,5' -тетраметилбензилина, 48,0% (по массе) буфера, 41,2 % (по массе) реагирующих индентификаторов. Лейкоциты. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) производного сложного эфира пиррола и аминокислот, 0,2 % (по массе) диазосоли, 40,9 % (по массе) буфера, 58,5 % (по массе) реагирующих индентификаторов. Нитриты. Ингредиенты: 1,4% (по массе) p-арсаниловой кислоты, 1,3% (по массе) 1,2,3,4-тетрагидробензо(h)хинолин-триол, 10,8 % (по массе) буфера, 86,5 % (по массе) реагирующих индентификаторов. Глюкоза. Ингредиенты: 2,2% (по массе) оксиды глюкозы (микробной, 13ME), 1,0% (по массе) пероксиды (пероксидаза хрена3300 ME), 8,1 % (по массе) иодида калия, 69,8 % (по массе) буфера, 18,9 % (по массе) реагирующих индентификаторов. Кетоны. Ингредиенты: 7,1 % (по массе) нитропруссид натрия. 92,9 % (по массе) буфера. Кислотность (pH). Ингредиенты: 0,2% (по массе) метилового красного, 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 97,0 % (по массе) реагирующих индентификаторов. Удельный вес. Ингредиенты: 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 68,8 % (по массе) сополимер метилвинилового эфира и малеинового ангидрида. 28,4 % (по массе) гидроксида натрия. Билирубин. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) диазосоли 2,4-дихлоранилина, 37,3 % (по массе) буфера, 62,3%. Время измерения: 60 сек. Фасовка и количество тестов: 100 тестов - 100 тест-полосок (100 измерений). На тест-полосках имеются идентификационные полосы, которые имеют гидрофобное покрытие. Идентификационные полосы обеспечивают:	упак	60	33 250,00	1 995 000,00

		- автоматическое распознавание тест-полоски и использование соответствующих настроек при выполнении анализа; - автоматическую проверку качества (Auto-Checks); - предотвращение накопления жидкостей; - определение того, была ли полоска повреждена от воздействия влаги. Аналитическая чувствительность: Белок: 0,15-0,3 г/л (15-30 мг/дл) альбумина. Кровь: 150-620 мкг/л (0,015-0,062 мг/дл) гемоглобина. Лейкоциты: 5-15 клеток в поле зрения (крупное увеличение) в клиническом образце. Нитриты: 13-22 мкмоль/л (0,06-0,1 мг/дл) нитрит-иона. Глюкоза: 4-7 ммоль/л (75-125 мг/дл) глюкозы. Кетоны: 0,5-1,0 ммоль/л (5-10 мг/дл) ацетоуксусной кислоты. Билирубин: 7-14 мкмоль/л (0,4-0,8 мг/дл) билирубина. Тестовые полоски готовы к использованию сразу после извлечения из флакона, они используются целиком и являются одноразовыми. Тестовые полоски можно оценивать визуально, без применения дополнительного лабораторного оборудования. Соответствует In Vitro Diagnostic Directive (IVDD). Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Экспресс-анализатор мочи биохимический Clinitek Advantus			
Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа					
86	Реагент А калибровочный	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент А калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 150.	фл	5	59 400,00
87	Реагент В калибровочный	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент В стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	фл	3	43 560,00
88	Реагент активации электродов	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	фл	4	29 700,00
89	Реагент депротенинизации электродов	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент депротенинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	фл	4	29 700,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «QZMedical»

№	Наименование	ед изм	цена
Для Экспресс-анализатора мочи биохимический Clinitek Status +			
85	Multistix 10SG (Тест-полоски на 10 параметров)	упак	33 250,00

2. ТОО «ШыгысМедТрейд»

№	Наименование	ед изм	цена
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа			
68	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	набор	100 000,00
69	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	набор	77 760,00
70	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV)	набор	176 040,00
71	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	набор	95 040,00
72	Реакционные кюветы iFlash.	упак	138 240,00
73	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный.	упак	95 040,00
74	Пре-триггерный раствор	упак	25 920,00
75	Триггерный раствор	упак	43 200,00
76	Тест набор для определения FT4	набор	90 720,00
77	Тест набор для определения TSH	набор	72 600,00
78	Тест набор для определения Anti-TPO	набор	190 550,00
79	Реагент для иммуномультиконтроля	набор	155 520,00
Реагенты для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000 закрытого типа			
80	Определение гликолизированного гемоглобина HbA1c	набор	30 320,00
81	Контроль качества гликолизированного гемоглобина HbA1c	набор	25 575,00

3. ТОО «NUR MEDICAL COMPANY»

№	Наименование	ед изм	цена
Расходные материалы для Анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа			
1	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов	упак	34 500,00
2	Набор для контроля качества КЩС уровень 1	набор	34 900,00
3	Набор для контроля качества КЩС уровень 2	набор	34 900,00
4	Набор для контроля качества КЩС уровень 3	набор	34 900,00
5	Картриджи для закрытой системы EDAN	набор	693 000,00
Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа C3100			
10	Диагностический набор для определения протромбинового времени	набор	56 250,00

11	Диагностический набор для определения фибриногена	набор	137 500,00
12	Диагностический набор для определения тромбинового времени	набор	26 750,00
13	Диагностический набор для определения АПТВ	набор	40 250,00
14	Набор кальция хлорид	набор	24 250,00
15	Реакционные кюветы	рулон	204 840,00
16	Контрольная плазма 1	набор	137 400,00
17	Контрольная плазма 2	набор	137 400,00
18	Промывающий раствор №1	набор	35 800,00
19	Промывающий раствор №2	набор	77 200,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа			
20	D-dimer	набор	80 000,00
21	Тропонин (сTn I)	набор	80 000,00
22	Прокальцитонин	набор	110 000,00
23	Pro BNP	набор	110 000,00
24	Контроль D-dimer	набор	70 000,00
25	Контроль тропонин (сTn I)	набор	70 000,00
26	Контроль прокальцитонин	набор	80 000,00
27	Контроль pro BNP	набор	70 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600, BC-5000 закрытого типа			
30	Изотонический разбавитель M30 D	канистр	74 000,00
31	Моющий реагент M30	фл	84 000,00
32	Лизирующий реагент M30	фл	41 250,00
33	Изотонический разбавитель M52 D	канистр	74 250,00
34	Лизирующий реагент M52DIFF	фл	45 500,00
35	Лизирующий реагент M52LN	фл	28 750,00
36	Чистящий реагент (50мл)	фл	9 525,00
37	Контрольная кровь B55	набор	120 000,00
38	Контрольная кровь B30	набор	98 514,00

4. ТОО «ЭлитМед»

№	Наименование	ед изм	цена
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай			
6	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	туба	25 500,00
7	Контроль качества в пробирках (расходный материал)	упак	4 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600, BC-5000 закрытого типа			
39	Термобумага 50*20*12 нар. Ч (чистая)	рулон	590,00
40	Термобумага 57*20*12	рулон	450,00
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS -230			
41	Моющий реагент CD80	фл	34 800,00
42	Мультикалибратор	набор	129 960,00
43	Калибратор специфических белков	набор	155 460,00
44	Калибратор липидного спектра	набор	113 900,00
45	Контроль для спцифических белков (Level 1)	набор	146 040,00
46	Контроль для спцифических белков (Level 2)	набор	172 800,00
47	Реакционные кюветы на BS -230	набор	184 600,00
48	Общий билирубин	набор	35 512,00
49	Прямой билирубин	набор	38 600,00
50	АЛТ	набор	25 900,00
51	АСТ	набор	25 900,00
52	Мочевина	набор	21 875,00
53	Креатинин	набор	33 075,00
54	Глюкоза	набор	21 750,00
55	Общий белок	набор	15 700,00
56	Альбумин	набор	16 250,00
57	Общий холестерин	набор	29 550,00
58	Триглицериды	набор	54 556,00
59	Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП)	набор	82 675,00
60	Холестерин низкой плотности HDL-C (ЛПВП)	набор	43 980,00
61	Щелочная фосфатаза	набор	20 100,00

62	ГГТП		набор	37 050,00
63	Альфа-Амилаза		набор	33 033,00
64	Мочевая кислота		набор	33 125,00
65	Сывороточное железо		набор	51 400,00
66	СРБ		набор	59 100,00

5. ОО «МедТехСервис»

№	Наименование	ед изм	цена
Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа			
8	Диагностические реагенты для кюветы 600 шт/уп	упак	297 100,00
9	Контроль качества диагностические реагенты	набор	320 000,00
Карtridge для исследования гемостаза. Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Китай, закрытого типа			
82	Тест-полоски для определения протромбинового времени	упак	20 880,00
83	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена	упак	56 544,00
84	Тест-полоски для определения АПТВ	упак	32 016,00

6. ОО «BioHimLab»

№	Наименование	ед изм	цена
Реагенты для закрытого анализатора COЭ Vision Pro			
28	Контроль COЭ	набор	372 000,00
29	Тест карта для анализатора COЭ Vision Pro	шт	2 700 000,00
67	Наркотест 3 вида наркотиков	шт	2 000,00
Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа			
86	Реагент А калибровочный	фл	59 400,00
87	Реагент В калибровочный	фл	43 560,00
88	Реагент активации электродов	фл	29 700,00
89	Реагент депротенинизации электродов	фл	29 700,00

7. ТОО «ВостокМедСнаб»

№	Наименование	ед изм	цена
Расходные материалы для Анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа			
5	Картриджи для закрытой системы EDAN	набор	690 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600, BC-5000 закрытого типа			
39	Термобумага 50*20*12 нар. Ч (чистая)	рулон	420,00
40	Термобумага 57*20*12	рулон	320,00
Для Экспресс-анализатора мочи биохимический Clinitek Status +			
85	Multistix 10SG (Тест-полоски на 10 параметров)	упак	32 000,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались.*

5. Признать победителем по лотам:

1. ТОО «ШыгысМедТрейд»

№	Наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа					
68	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	набор	15	100 000,00	1 500 000,00
69	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	набор	2	77 760,00	155 520,00
70	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV)	набор	15	176 040,00	2 640 600,00
71	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	набор	2	95 040,00	190 080,00
72	Реакционные кюветы iFlash.	упак	4	138 240,00	552 960,00
73	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный.	упак	9	95 040,00	855 360,00
74	Пре-триггерный раствор	упак	9	25 920,00	233 280,00
75	Триггерный раствор	упак	9	43 200,00	388 800,00
76	Тест набор для определения FT4	набор	6	90 720,00	544 320,00
77	Тест набор для определения TSH	набор	7	72 600,00	508 200,00
78	Тест набор для определения Anti-TPO	набор	7	190 550,00	1 333 850,00
79	Реагент для иммуномультиконтроля	набор	1	155 520,00	155 520,00
Реагенты для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorescare MF-T1000 закрытого типа					

80	Определение гликолизированного гемоглобина HbA1c	набор	30	30 320,00	909 600,00
81	Контроль качества гликолизированного гемоглобина HbA1c	набор	2	25 575,00	51 150,00
	ИТОГО:				10 019 240,00

2. TOO «NUR MEDICAL COMPANY»

№	Наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Расходные материалы для Анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа					
1	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов	упак	10	34 500,00	345 000,00
2	Набор для контроля качества КЩС уровень 1	набор	1	34 900,00	34 900,00
3	Набор для контроля качества КЩС уровень 2	набор	1	34 900,00	34 900,00
4	Набор для контроля качества КЩС уровень 3	набор	1	34 900,00	34 900,00
Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа C3100					
10	Диагностический набор для определения протромбинового времени	набор	16	56 250,00	900 000,00
11	Диагностический набор для определения фибриногена	набор	7	137 500,00	962 500,00
12	Диагностический набор для определения тромбинового времени	набор	6	26 750,00	160 500,00
13	Диагностический набор для определения АПТВ	набор	7	40 250,00	281 750,00
14	Набор кальция хлорид	набор	4	24 250,00	97 000,00
15	Реакционные кюветы	рулон	7	204 840,00	1 433 880,00
16	Контрольная плазма 1	набор	1	137 400,00	137 400,00
17	Контрольная плазма 2	набор	1	137 400,00	137 400,00
18	Промывающий раствор №1	набор	3	35 800,00	107 400,00
19	Промывающий раствор №2	набор	4	77 200,00	308 800,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа					
20	D-dimer	набор	10	80 000,00	800 000,00
21	Тропонин (сTn I)	набор	15	80 000,00	1 200 000,00
22	Прокальцитонин	набор	5	110 000,00	550 000,00
23	Pro BNP	набор	4	110 000,00	440 000,00
24	Контроль D-dimer	набор	1	70 000,00	70 000,00
25	Контроль тропонин (сTn I)	набор	1	70 000,00	70 000,00
26	Контроль прокальцитонин	набор	1	80 000,00	80 000,00
27	Контроль pro BNP	набор	1	70 000,00	70 000,00

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BS-3600, BS-5000 закрытого типа					
30	Изотонический разбавитель M30 D	канистр	14	74 000,00	1 036 000,00
31	Моющий реагент M30	фл	4	84 000,00	336 000,00
32	Лизирующий реагент M30	фл	2	41 250,00	82 500,00
33	Изотонический разбавитель M52 D	канистр	16	74 250,00	1 188 000,00
34	Лизирующий реагент M52DIFF	фл	18	45 500,00	819 000,00
35	Лизирующий реагент M52LN	фл	23	28 750,00	661 250,00
36	Чистящий реагент (50мл)	фл	27	9 525,00	257 175,00
37	Контрольная кровь B55	набор	3	120 000,00	360 000,00
38	Контрольная кровь B30	набор	3	98 514,00	295 542,00
	ИТОГО:				13 291 797,00

3. ТОО «ЭлитМед»

№	Наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай					
6	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	туба	50	25 500,00	1 275 000,00
7	Контроль качества в пробирках (расходный материал)	упак	1	4 000,00	4 000,00
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS -230					
41	Моющий реагент CD80	фл	13	34 800,00	452 400,00
42	Мультикалибратор	набор	1	129 960,00	129 960,00
43	Калибратор специфических белков	набор	3	155 460,00	466 380,00
44	Калибратор липидного спектра	набор	2	113 900,00	227 800,00
45	Контроль для спцифических белков (Level 1)	набор	2	146 040,00	292 080,00
46	Контроль для спцифических белков (Level 2)	набор	2	172 800,00	345 600,00
47	Реакционные кюветы на BS -230	набор	2	184 600,00	369 200,00
48	Общий билирубин	набор	18	35 512,00	639 216,00
49	Прямой билирубин	набор	18	38 600,00	694 800,00
50	АЛТ	набор	18	25 900,00	466 200,00
51	АСТ	набор	18	25 900,00	466 200,00
52	Мочевина	набор	10	21 875,00	218 750,00

53	Креатинин	набор	20	33 075,00	661 500,00
54	Глюкоза	набор	8	21 750,00	174 000,00
55	Общий белок	набор	13	15 700,00	204 100,00
56	Альбумин	набор	5	16 250,00	81 250,00
57	Общий холестерин	набор	15	29 550,00	443 250,00
58	Триглицериды	набор	3	54 556,00	163 668,00
59	Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП)	набор	15	82 675,00	1 240 125,00
60	Холестерин низкой плотности HDL-C (ЛПВП)	набор	15	43 980,00	659 700,00
61	Щелочная фосфатаза	набор	4	20 100,00	80 400,00
62	ГГТП	набор	4	37 050,00	148 200,00
63	Альфа-Амилаза	набор	13	33 033,00	429 429,00
64	Мочевая кислота	набор	6	33 125,00	198 750,00
65	Сывороточное железо	набор	4	51 400,00	205 600,00
66	СРБ	набор	10	59 100,00	591 000,00
	ИТОГО:				11 328 558,00

4. ТОО «МедТехСервис»

№	Наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа					
8	Диагностические реагенты для кюветы 600 шт/уп	упак	2	297 100,00	594 200,00
9	Контроль качества диагностические реагенты	набор	1	320 000,00	320 000,00
Картриджи для исследования гемостаза. Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Китай, закрытого типа					
82	Тест-полоски для определения протромбинового времени	упак	9	20 880,00	187 920,00
83	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена	упак	10	56 544,00	565 440,00
84	Тест-полоски для определения АПТВ	упак	5	32 016,00	160 080,00
	ИТОГО:				1 827 640,00

5. ТОО «BioHimLab»


№	Наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Реагенты для закрытого анализатора COЭ Vision Pro					
28	Контроль COЭ	набор	1	372 000,00	372 000,00
29	Тест карта для анализатора COЭ Vision Pro	шт	1	2 700 000,00	2 700 000,00
67	Наркотест 3 вида наркотиков	шт	50	2 000,00	100 000,00
Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа					
86	Реагент А калибровочный	фл	5	59 400,00	297 000,00
87	Реагент В калибровочный	фл	3	43 560,00	130 680,00
88	Реагент активации электродов	фл	4	29 700,00	118 800,00
89	Реагент депротенинизации электродов	фл	4	29 700,00	118 800,00
ИТОГО:					3 837 280,00

6. ТОО «ВостокМедСнаб»

№	Наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Расходные материалы для Анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа					
5	Картриджи для закрытой системы EDAN	набор	2	690 000,00	1 380 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600, BC-5000 закрытого типа					
39	Термобумага 50*20*12 нар. Ч (чистая)	рулон	125	420,00	52 500,00
40	Термобумага 57*20*12	рулон	175	320,00	56 000,00
Для Экспресс-анализатора мочи биохимический Clinitek Status +					
85	Multistix 10SG (Тест-полоски на 10 параметров)	упак	60	32 000,00	1 920 000,00
ИТОГО:					3 408 500,00

6. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель




Б.А.Галиев

Руководитель службы государственных закупок




Т.Н.Федирко

Специалист государственных закупок



Г.З.Джанситова

Юрисконсульт



Е.А.Дорошук